



L'EXPERT DE LA DÉSINFECTION
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



LES LINGETTES NETTOYANTES ET/OU DESINFECTANTES

- » SOLUTION D'IMPRÉGNATION : FORMULÉE SANS PARFUM, SANS ALCOOL
- » LARGE SPECTRE VIRUCIDE
- » CONVIENT POUR LES SURFACES POUVANT ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES
- » VISCOSE 100% BIODÉGRADABLE



WIP'ANIOS EXCEL ⁽¹⁾⁽²⁾



LINGETTE À USAGE UNIQUE

INDICATIONS : Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante pour le traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et pour l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion.

COMPOSITION : La solution d'imprégnation est composée de : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium [N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g], tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

SOLUTION D'IMPRÉGNATION ACTIVE SUR	NORMES
BACTÉRIES	EN 13727, EN 16615, BMR et BHR selon EN 13727, EN 13697
LEVURES	EN 13624, EN 13697, EN 16615
MOISSISSURES	EN 13697, EN 13624
VIRUS	EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin, Selon EN 14476 : PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Polyomavirus SV40, HSV et HIV-1.

CONDITIONNEMENTS :

WIP'ANIOS EXCEL	
12 sachets de 50 lingettes - Taille : 180 x 200 mm	2446.424
6 sachets de 100 lingettes - Taille : 180 x 200 mm	2446.655
WIP'ANIOS EXCEL 60	
12 sachets de 60 lingettes - Taille : 240 x 300 mm	2446.492
SUPPORT MURAL	425.185

(1) Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(2) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

- » LINGETTES SPORICIDES PRÊTES À L'EMPLOI
- » TECHNOLOGIE BREVETÉE
- » SPECTRE COMPLET VIRUCIDE ET SPORICIDE
- » ACTIF SUR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN 5 MIN.
- » SANS ALCOOL



INCIDIN OXY WIPES S ⁽¹⁾⁽³⁾



LINGETTE À USAGE UNIQUE

INDICATIONS : Lingettes prêtes à l'emploi sporicides, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en général et des dispositifs médicaux.

COMPOSITION : 100 g contiennent la substance active suivante : 1,5 g peroxyde d'hydrogène.

SOLUTION D'IMPRÉGNATION ACTIVE SUR	NORMES
BACTÉRIES	EN 13727, EN 16615
MYCOBACTÉRIES	EN 14348, EN 16615
LEVURES / MOISSISSURES	EN 13624, EN 16615
VIRUS	EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus
SPORES	Actif sur Clostridium difficile selon EN 13704 et EN 16615

CONDITIONNEMENT :

6 sachets de 100 lingettes	ECL3082240
----------------------------	------------

(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.